



SOINELY PRODUCT BOOK

SCR-001

Tableau de Bord

Version 1.0

Objectif de l'écran

Le Tableau de Bord est le point d'entrée de SOINELY.

En moins de **5 secondes**, l'utilisateur doit pouvoir :

- reprendre sa tournée ;
- retrouver une information ;
- accéder à un HUB ;
- poser une question au Copilote ;
- consulter ses favoris.

Aucun apprentissage ne doit être nécessaire.

Les principes UX

Le Tableau de Bord respecte cinq principes fondamentaux.

Rapidité

Une action importante doit être accessible en un seul geste.

Lisibilité

Aucune surcharge d'informations.

Une hiérarchie visuelle claire.

Continuité

Le professionnel reprend exactement là où il s'est arrêté.

Personnalisation

Les contenus évoluent selon l'utilisation réelle.

Contexte

L'application comprend si l'utilisateur est en tournée, au cabinet ou en consultation.

Architecture de l'écran

Plan test:

 Bonjour Marie-Christine	
Mode Tournée™ activé	
 Rechercher un protocole...	
 Favoris	
Diabète • Perfusion • Plaies	
 Reprendre ma tournée	
Dernier patient consulté	
 Poser une question au Copilote	



Les zones de l'écran

1. Le bandeau d'accueil

Il affiche :

- prénom ;
- heure ;
- mode actif (Tournée™, Standard ou Expert) ;
- météo éventuelle (optionnelle) ;
- synchronisation.

L'objectif est d'humaniser l'accueil.

2. Recherche universelle

C'est l'élément principal.

Toujours visible.

Toujours accessible.

Le curseur est prêt à saisir.

Le professionnel doit pouvoir rechercher immédiatement :

- un protocole ;
 - une pathologie ;
 - une cotation NGAP ;
 - un médicament ;
 - une surveillance ;
 - un document.
-

3. Les Favoris

Cette section est entièrement personnalisable.

Le professionnel choisit les HUB ou procédures qu'il consulte le plus souvent.

Exemple :

- Diabète
 - Perfusion
 - Pansements
 - Insuline
 - Anticoagulants
-

4. Reprendre ma tournée

Cette zone est la signature de SOINELY.

Elle permet de reprendre instantanément le dernier contexte utilisé.

Exemple :

Dernière consultation : Perfusion – Surveillance du point de ponction.

Un simple appui ramène directement à cette fiche.

5. Le Copilote Clinique™

Un bouton unique :

« Poser une question »

Exemples :

- « Quels sont les signes d'une hypoglycémie sévère ? »
- « Quelle cotation pour ce soin ? »
- « Quels sont les critères de surveillance ? »

Le Copilote répond puis propose les ressources pertinentes.

6. Les HUB

Les HUB sont affichés sous forme de cartes.

Chaque carte comprend :

- une icône ;
- un nom ;
- un indicateur de nouveautés.

Un appui ouvre directement le HUB.

7. Alertes importantes

Cette zone met en avant :

- nouvelles recommandations ;
- mises à jour réglementaires ;
- informations de sécurité.

Elle reste discrète mais toujours visible.

8. Barre de navigation

Toujours présente.

Elle comporte six onglets :

 Accueil

 Recherche

 HUB

 Copilote

Le Mode Tournée™

Lorsque ce mode est activé :

- les cartes sont plus grandes ;
- les textes sont raccourcis ;
- les actions les plus fréquentes remontent en haut ;
- les animations sont réduites pour gagner du temps.

L'interface s'adapte au contexte du professionnel.

Les critères de réussite

Le Tableau de Bord est considéré comme réussi si :

- un nouvel utilisateur comprend son fonctionnement en moins d'une minute ;
 - une recherche peut être lancée en moins de trois secondes ;
 - les principales actions sont accessibles sans faire défiler l'écran ;
 - l'interface reste lisible en plein soleil et sur smartphone.
-

Décision Produit

Le **Tableau de Bord** est la porte d'entrée de SOINELY.

Il doit donner une impression immédiate de simplicité, de confiance et d'efficacité.

Chaque élément affiché doit avoir une utilité réelle pour le professionnel de santé.